



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Koenig Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Koenig Ekartör

SKU RM-KNR-17-1

\$49 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Pencereli Uç	Mevcut Boyutlar: 13×13 mm veya 13×16 mm · Temel Klinik Rol: Altteki damarların/yapıların uç üzerinden doğrudan görüntülenmesi · Fiyat (USD): \$49,00
1	Penceresiz Uç	Mevcut Boyutlar: 13×13 mm veya 13×16 mm · Temel Klinik Rol: Katı bariyer yumuşak doku tutma ve yara kenarı retraksiyonu · Fiyat (USD): \$49,00
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Mevcut Boyutlar: Standart Taşıma Ambalajı · Temel Klinik Rol: — · Fiyat (USD): Dahildir

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Koenig Ekartör, genel, ortopedik ve plastik cerrahi prosedürlerinde güvenli, atravmatik yumuşak doku ve yara kenarı retraksiyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış el tipi bir cerrahi alettir. Ergonomik dik açılı ucuyla tasarlanan bu alet, cerrahi asistanların operasyon alanını kapatmadan kütanöz ve subkütanöz düzlemlerde sabit karşı çekiş uygulamasına olanak tanır.

Optimal operasyonel kontrol için üretilen bu yeniden kullanılabilir Koenig Ekartör, 17 cm (\$49) sabit toplam uzunluğa sahiptir. Birinci sınıf cerrahi sınıf Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen ekartör, iki farklı uç geometrisi profiliyle özelleştirilebilir: yapısal görünürlüğü optimize eden açık pencereli Pencereli Uç veya tam doku bariyeri kalkını sağlayan masif yüzey profilli Penceresiz Uç. Alet, iki standart uç boyutunda sunulmaktadır: 13,0 mm × 13,0 mm ve 13,0 mm × 16,0 mm.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Koenig Ekartör'ü tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretir ve dünya genelindeki ameliyathanelere olağanüstü korozyon direnci, sarsılmaz yapısal rijitlik ve tam klinik dayanıklılık sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest