



製品パンフレット

Ragnell-Davis 双頭開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ragnell-Davis 双頭 開創器

SKU RM-RDDR-49-1

\$49 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
2.5×8 mm / 5×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (扁平 / 円形)	RM-RDDR-49-1-1	\$49
3×9 mm / 5×17 mm — 15, 15.5, 16 cm (平型 / 丸型)	RM-RDDR-49-1-2	\$49
4×8 mm / 6×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (平型 / 丸型)	RM-RDDR-49-1-3	\$49

製品詳細

Ragnell-Davis 双頭開創器は、形成外科、手外科、および顔面再建外科において、安全で非外傷性の軟部組織変位と術野の展開を提供するために設計された不可欠な手持ち式開創器です。中央ハンドルの両端に繊細な直角ブレードを備えた設計により、器具を持ち替えることなく、浅い皮膚の牽引から深い皮下組織の保持へとスムーズに移行できます。

Ragnell-Davis 双頭開創器シリーズは、15 cm、15.5 cm、16 cm（\$49）の3つの全長から選択可能です。高品質なプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を手作業で加工し、操作性を高めるフラットハンドルまたは指先での回転が容易なラウンドハンドルを選択できます。ブレードサイズの組み合わせは、2.5 mm × 8 mm / 5 mm × 15 mm、3 mm × 9 mm / 5 mm × 17 mm、4 mm × 8 mm / 6 mm × 15 mmの3種類から選択可能です。滑らかで丸みを帯びたブレード縁は、繊細な皮下血管網を保護します。

反射防止サテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製の Ragnell-Davis 双頭開創器は、繰り返しの滅菌サイクルに耐え、高い耐食性と強固な構造的剛性を備えており、世界中の形成外科および手外科センターで高い耐久性を発揮します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest