



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Czerny de Doble Extremo

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Czerny de Doble Extremo

SKU RM-CRDE-CZ-1

\$44 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador Czerny de Doble Extremo	17.5 cm de longitud total, valvas de doble extremo de 38 x 22 mm	\$44
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$44

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Czerny de Doble Extremo es un retractor manual adaptable, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento de tejido confiable a distintas profundidades en cirugías abdominales, pélvicas y generales. Fabricado con una arquitectura en forma de S de doble extremo, este instrumento permite a los equipos quirúrgicos alternar suavemente entre la retracción de márgenes superficiales y la sujeción fascial profunda sin necesidad de cambiar de instrumento durante la disección activa.

Diseñado para maximizar la versatilidad clínica, esta configuración del Separador Czerny de Doble Extremo presenta una longitud total de 17.5 cm (\$44) con valvas de 38 mm x 22 mm. Su diseño de doble extremo incorpora dos geometrías de hoja distintas para manejar sin problemas diferentes grosores de tejido y requisitos de profundidad localizados. La valva con borde ligeramente curvado en un extremo se engancha de forma segura detrás de las capas musculares, mientras que la valva plana en ángulo recto opuesta mantiene márgenes visuales limpios en los planos cutáneos y subcutáneos.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado mate satinado sin reflejos, Retractor Maker produce el Separador Czerny de Doble Extremo para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los quirófanos de todo el mundo una alta resistencia a la corrosión, una rigidez estructural inquebrantable y un rendimiento clínico confiable.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest