



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Tupper's Universal Hand Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Tupper's Universal Hand Retractor

SKU RM-TUHR-1

\$699 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Handtisch	Zentrale Operationsfläche
2	Erhöhte Kettenhalter	Rahmenstützen für den Umfang
2	Kettenhalterhaken	Fixierte Befestigungspunkte
2	Gleithaken für Kettenhalter	Verstellbare Befestigungspunkte
4	Kugulketten mit Haut-Haken	21 cm
6	Kugulketten zur Arm-/Handgelenkfixierung	26 cm
1 Set	Gummibänder	5 Stück

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Tupper's Universal Hand Retractor ist eine international anerkannte chirurgische Retraktorplattform, die für die präzise, freihändige Positionierung und multidirektionale Geweberetraktion bei anspruchsvollen hand- und mikrochirurgischen Eingriffen entwickelt wurde. Durch die Fixierung der Hand und der Finger des Patienten auf einem zentralen OP-Tisch mittels Elastik- und Kugulkettenzug entlastet dieses System die chirurgische Assistenz und schafft gleichzeitig ein freies mikrochirurgisches Sichtfeld.

Das auf vollständige prozedurale Anpassungsfähigkeit ausgelegte Tupper's Universal Hand Retractor Set besteht aus einem soliden Handtisch aus Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), zwei erhöhten Umfangskettenhaltern, zwei fixierten Kettenhalterhaken und zwei verschiebbaren Kettenhalterhaken, die an jeder Stelle des Rahmens arretiert werden können. Das Set enthält vier 21 cm lange Kugulketten mit

scharfen Haut-Haken, sechs 26 cm lange Kugelketten zur Immobilisierung von Handgelenk und Arm sowie ein 5-teiliges Set aus medizinischen Gummibändern für den elastischen Gegenzug an den Fingern.

Retractor Maker fertigt das Tupper's Universal Hand Retractor vollständig aus unmagnetischem, medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexfreiem Satinfinish. Die Lieferung erfolgt unsteril und voll autoklavierbar in einer schützenden Einzelverpackung, was eine außergewöhnliche klinische Langlebigkeit für Handtraumazentren und Rekonstruktionsabteilungen weltweit garantiert.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest