



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Casper Cervical Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Casper Cervical Retractor

SKU RM-CCR-115-1

\$199 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Casper Cervical Retractor Şasisi	11.5 cm çerçeve, 4 kollu menteşeli transversal tasarım, 85 mm açılma	\$199
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$199

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Casper Cervical Retractor, anterior servikal omurga cerrahisi sırasında güvenilir, çok düzlemli yumuşak doku ekartasyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir kendinden tutmalı cerrahi ekartör platformudur. Eklemlili dört kollu transversal şasi ile tasarlanan bu enstrüman, hastanın boyun yapısına sorunsuz bir şekilde uyum sağlar, ekartasyon kuvvetini yara kenarlarına eşit olarak dağıtırken hassas visseral yapıları korur.

Klinik çerçeve standartlarına uygun olarak üretilen bu Casper Cervical Retractor modeli, 85 mm maksimum açılma kapasitesine sahip 11.5 cm (\$199) toplam çerçeve uzunluğuna sahiptir. Dört menteşeli kolu, hastaya özgü lordoza uyum sağlayarak intraoperatif konumlandırma çok yönlülüğü sunar ve lokalize kas iskemisini önler. Entegre mekanik kilit mekanizması, ekartasyon gerginliğini otomatik olarak sürekli tutar, manuel el tutma ihtiyacını ortadan kaldırır ve kafes yerleştirme için tavizsiz stabilite sağlar.

Retractor Maker, Casper Cervical Retractor'ı yansıma önleyici saten mat kaplamalı yüksek kaliteli cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretir. Tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde tasarlanan bu cihaz, omurga cerrahlarına olağanüstü mekanik rijitlik, pürüzsüz cırcır kontrolü ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest