



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор Yancoskie Abdominoplasty Retractor для
абдоминопластики

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ретрактор Yancoskie Abdominoplasty Retractor для аб доминопластики

SKU RM-YAR-75-1

\$99 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Yancoskie Abdominoplasty Retractor	длина 7 ½" (19.0 cm), ширина 152 mm, 6 острых зубцов	\$99
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$99

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Yancoskie Abdominoplasty Retractor является незаменимым инструментом для эстетической и реконструктивной пластической хирургии, специально разработанным для обеспечения широкой и надежной элевации кожных лоскутов и обнажения фасций во время полной абдоминопластики, панникулэктомии и операций по контурированию тела. Благодаря сверхширокому профилю граблевидной рабочей части, этот инструмент позволяет ассистентам хирурга прикладывать равномерную ручную контртракцию по всей площади кожно-жирового фартука нижней части живота, чисто отделяя плотную дерму и жировую ткань от влагалища прямой мышцы живота без локальных разрывов тканей.

Данная конфигурация Yancoskie Abdominoplasty Retractor общей длиной 7 ½ inches (19.0 cm, \$99) рассчитана на частые циклы автоклавирувания без потери структурной целостности. Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, что гарантирует исключительную устойчивость к коррозии. Рабочая часть имеет внушительную ширину 152 mm. Архитектура зубцов представляет собой одностороннюю конструкцию с 6 острыми зубцами, расположенными в ряд, которые равномерно распределяют тягу по плотным подкожным фасциальным слоям, предотвращая случайное соскальзывание ткани. Надежная эргономичная рукоятка обеспечивает уверенный захват при многочасовых манипуляциях.

Изготовленный с антибликовым сатиновым матовым покрытием, ретрактор Yancoskie Abdominoplasty Retractor от Retractor Maker соответствует строгим клиническим стандартам эксплуатации под интенсивным светом операционных ламп. Продукция обеспечивает клиникам эстетической хирургии и отделениям реконструктивной медицины по всему миру непревзойденную механическую стабильность, коррозионную стойкость и долговечность при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest