



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Labial e de Bochecha Martin-Simplex

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Labial e de Bochecha Martin-Simplex

SKU RM-MSCLR-1

\$24 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
10 cm	RM-MSCLR-1-1	\$24
4 ½ inches / 11 cm	RM-MSCLR-1-2	\$29

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Labial e de Bochecha Martin-Simplex é um afastador cirúrgico essencial para odontologia e cirurgia bucomaxilofacial, desenvolvido especificamente para proporcionar o deslocamento seguro e não traumático das bochechas e lábios durante procedimentos intraorais. Projetado com uma extremidade de trabalho anatômica côncava, este instrumento protege os tecidos mucosos delicados de brocas rotativas e ferramentas de corte, mantendo um campo visual amplo sobre o rebordo alveolar.

Construído para maximizar o controle estrutural em corredores dentários confinados, este Afastador Labial e de Bochecha Martin-Simplex está disponível em dois comprimentos padrão: 10 cm (\$24) para acesso oral padrão e 4 ½ polegadas (11 cm, \$29) para procedimentos em vestíbulos mais profundos. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), sua arquitetura anatômica incorpora uma haste de pescoço estreito integrada a uma lâmina de trabalho côncava e fenestrada, que permite a drenagem de fluidos enquanto oferece alavancagem manual sem fadiga para os assistentes cirúrgicos. Seu cabo plano e sólido evita o deslizamento intraoperatório e reduz a fadiga manual do usuário.

Forjado com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Labial e de Bochecha Martin-Simplex para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, fornecendo a clínicas odontológicas, centros de cirurgia oral e suítes de reconstrução facial em todo o mundo excepcional resistência à corrosão, rigidez estrutural e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest