



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Sistema de Afastador Bariátrico Bookwalter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sistema de Afastador Bariátrico Bookwalter

SKU RM-BBRS-1

\$1,899 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Poste de Campo	18" (45.7 cm)
1	Barra Horizontal	Padrão
1	Acoplador de Poste	Padrão
6	Mecanismo de Cremalheira com Inclinação	Multi-Angular
1	Extensor de Cremalheira	Extensão Padrão
1	Cremalheira de Torção	Ângulo Variável
1	Anel, Oval	Médio
1	Lâmina Kelly	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
1	Lâmina Kelly	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
1	Lâmina Kelly	2" x 8" (5.1 x 20.3 cm)
1	Lâmina Balfour	3½" x 2¾" (8.9 x 7.0 cm)
1	Lâmina Maleável	3" x 10" (7.6 x 25.4 cm)
1	Lâmina Maleável	2" x 8" (5.1 x 20.3 cm)

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Lâmina Maleável	2" x 10" (5.1 x 25.4 cm)
1	Lâmina Maleável	4" x 8" (10.2 x 20.3 cm)
1	Lâmina Harrington	2½" x 8" x 3½" (6.4 x 20.3 x 8.9 cm)
1	Caixa de Esterilização	Estojo Protetor

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Sistema de Afastador Bariátrico Bookwalter é um afastador autostático fixado à mesa, projetado para fornecer exposição cirúrgica estável e mãos-livres durante procedimentos bariátricos abertos que exigem afastamento especializado. Sua estrutura modular combina um poste de campo estendido, componentes de suporte horizontal, mecanismos de cremalheira ajustáveis e um anel oval para criar uma plataforma de afastamento estável ao redor do campo operatório.

A configuração bariátrica inclui um poste de campo de 18 polegadas, seis mecanismos de cremalheira com inclinação multi-angular, um extensor de cremalheira, uma cremalheira de torção com ângulo variável e um anel oval médio. O conjunto também inclui lâminas selecionadas Kelly, Balfour, maleáveis e Harrington em diferentes dimensões para diversos requisitos de afastamento.

O sistema completo é fornecido em uma caixa de esterilização protetora dedicada para armazenamento e processamento organizados. O Sistema de Afastador Bariátrico Bookwalter é fornecido não estéril e foi projetado para ser reutilizável e autoclavável. A limpeza e a esterilização devem ser realizadas de acordo com os procedimentos validados da instituição de saúde antes do uso.

A Retractor Maker fornece o Sistema de Afastador Bariátrico Bookwalter diretamente para hospitais, distribuidores e outros clientes B2B.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest