



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Weitlaner

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Weitlaner

SKU RM-WR-SERIES-1

\$94 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
4" a 4 ½" (10-11.5 cm) — 2x2 o 2x3 ramas	RM-WR-SERIES-1-1	\$94
5" a 5 ½" (13-14 cm) — 3x4 dientes	RM-WR-SERIES-1-2	\$99
6 ½" (16.5 cm) — 3x4 dientes	RM-WR-SERIES-1-3	\$104
8" (20 cm) — 3x4 ganchos	RM-WR-SERIES-1-4	\$109
9 ½" to 10" (24-25.5 cm) — 5x6 dientes	RM-WR-SERIES-1-5	\$114

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador Weitlaner es un distractor quirúrgico estático de renombre internacional, diseñado específicamente para proporcionar una separación fiable y manos libres de tejidos blandos y márgenes de heridas en procedimientos generales, ortopédicos, plásticos y neurológicos. Diseñado con mandíbulas multidentadas curvadas hacia fuera y gobernadas por un cierre mecánico de cremallera de seguridad, este instrumento mantiene los bordes de la incisión abiertos bajo tensión continua, eliminando la fatiga manual del asistente y preservando un corredor operatorio sin obstrucciones.

Construido bajo especificaciones de marco clínico, esta línea de separadores Weitlaner presenta una amplia matriz de tamaños en cinco alcances longitudinales principales: 4" a 4 ½" (10-11.5 cm, \$94) con 2x2 o 2x3 dientes para incisiones pequeñas, 5" a 5 ½" (13-14 cm, \$99) con 3x4 dientes para heridas medianas, 6 ½" (16.5 cm, \$104) con 3x4 dientes para cirugía general y de columna, 8" (20 cm, \$109) con 3x4 dientes para retracción de tejido profundo, y 9 ½" a 10" (24-25.5 cm, \$114) con 5x6 dientes para máxima profundidad y exposición muscular pesada. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), sus

dientes están disponibles en perfiles romos o agudos para adaptarse a la sensibilidad del tejido.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker produce el separador Weitlaner para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los quirófanos, salas de trauma y centros de cirugía ambulatoria de todo el mundo una durabilidad mecánica excepcional, resistencia a la corrosión y una total fiabilidad clínica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest