



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Paparella-Weitlaner самодержащий

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ранорасширитель Paparella-Weitlaner самодержащий

SKU RM-PWSRR-5IN-1

\$89 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Ранорасширитель Paparella-Weitlaner самодержащий	Длина 5" (12.7 cm), зубцы 2×2 (13 mm), разведение 33 mm, кремальера	\$89
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$89

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Paparella-Weitlaner — это специализированный отоларингологический и микрохирургический инструмент, разработанный для стабильного и бесконтактного разведения мягких тканей и надкостницы в узких операционных полях. Благодаря смещенному низкопрофильному кольцевому корпусу инструмент удерживает заушные и скальпальные разрезы открытыми под механическим натяжением, исключая усталость рук ассистента и сохраняя открытое поле зрения при работе с операционными микроскопами.

Изготовленный в стандартной конфигурации для обеспечения беспрепятственной видимости, данный Paparella-Weitlaner имеет общую длину 5" (12.7 cm, \$89). Выкованная из высококачественной немецкой нержавеющей стали медицинского назначения, рабочая часть оснащена асимметричной конфигурацией зубцов 2×2 длиной 13.0 mm с максимальным разведением браншей до 33.0 mm. Линейка продукции предлагает варианты исполнения: острые зубцы для надежного захвата плотных тканей или тупые зубцы для атравматичных манипуляций. Надежная кремальера стабильно удерживает натяжение на протяжении всего процесса сверления.

Инструмент с антибликовым сатиновым покрытием от Retractor Maker выдерживает многократные циклы автоклавирования, обеспечивая исключительную механическую стабильность, коррозионную стойкость и долговечность для лор-отделений и нейрохирургических операционных по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest