

RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Deep Gelpi Self Retaining Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Deep Gelpi Self Retaining Retractor

SKU RM-DGSRR-1

\$129 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
7 ½" (yaklaşık 19.0 cm) — Açılı gövde, dışa kıvrık keskin dişler — Standart lomber omurga laminektomi ve eklem ekspozuru	RM-DGSRR-1-1	\$129
10 ½" (yakl. 26.7 cm) — Uzatılmış açılı gövde, keskin dışa dönük dişler — Derin pelvik, bariatrik ve çok seviyeli spinal füzyon	RM-DGSRR-1-2	\$139

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Deep Gelpi Self Retaining Retractor, derin spinal, ortopedik ve pelvik operasyonlar sırasında güçlü, eller serbest yumuşak doku ve kas retraksiyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış cerrahi bir ekartördür. Açılı bir şasi üzerinde dışa dönük sivri uçlarla tasarlanan bu ekartör, yoğun fasiyal kenarlara ve paraspinal kaslara güvenli bir şekilde yerleşerek manuel yardıma gerek kalmadan sarsılmaz bir operasyon koridoru oluşturur.

Derin kavite cerrahisi için yapılandırılan bu Deep Gelpi Self Retaining Retractor versiyonu, parmak halkalı sapları hasta konturlarına karşı düz tutan açılı bir çalışma şasisine sahiptir ve bu da cerrahi navigasyon araçları ve mikroskoplarla etkileşimi önler. Cerrahlar iki çalışma uzunluğu arasında seçim yapabilir: Standart spinal koridorlar için 7 ½ inç (\$129) veya derin pelvik ve bariatrik lomber prosedürler için 10 ½ inç (\$139) uzatılmış erişim. Ağır hizmet tipi mekanik kilit mekanizması kayma yapmadan sürekli gerginlik sağlar.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli, birinci sınıf medikal sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Deep Gelpi Self Retaining Retractor'ı ağır kas retraksiyonuna dayanacak şekilde üretmiştir; omurga cerrahları, beyin cerrahları ve ortopedik travma ekiplerine olağanüstü dayanıklılık ve tam otoklav uyumluluğu sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest