



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Strandell Stille Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Strandell Stille Ekartör

SKU RM-SSR-17-1

\$44 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Strandell Stille Ekartör	17 cm toplam uzunluk, 6 × 15 mm kavisli uç (Keskin veya Künt)	\$44
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$44

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Strandell Stille Ekartör, plastik, el ve genel cerrahi müdahaleler sırasında güvenli, atravmatik yumuşak doku deplasmanı ve yara kenarı ekspozürü sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış özel bir el tipi cerrahi ekartördür. Kavisli, doku uyumlu bir uç ile tasarlanan bu alet, cerrahi asistanların lokalize basınç nekrozuna neden olmadan hassas dermal kenarlar ve fasyal tabakalar boyunca sabit manuel karşı traksiyon uygulamasına olanak tanır.

Yüksek performans ve kalıcı korozyon direnci için üretilen bu özel Strandell Stille Ekartör konfigürasyonu, 17 cm (\$44) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen bıçak geometrisi düzeni, 6 mm genişliğinde × 15 mm uzunluğunda kavisli, doku uyumlu konfigürasyona sahip geniş, düz bir uç içerir. Mevcut doku arayüzleri, insizyon kenarlarında kaymadan güvenli ve güvenilir bir tutuş sağlamak için hassas dişli profiller içeren Keskin ve Künt tasarım parametrelerini içerir. Ergonomik düz sapı, yorulmadan manuel kavrama stabilitesi sunar.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Strandell Stille Ekartörü tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki plastik cerrahi kliniklerine, el travma merkezlerine ve genel ameliyathanelere olağanüstü yapısal sertlik, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest