



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Volkmann Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Volkmann Retractor

SKU RM-VR-SERIES-1

\$64 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
2 爪 (鈍 / 鋭) — 8 mm – 11 mm	RM-VR-SERIES-1-1	\$64
3 爪 (鈍 / 鋭) — 10 mm – 18 mm	RM-VR-SERIES-1-2	\$69
4 爪 (鈍 / 鋭) — 13 mm – 28 mm	RM-VR-SERIES-1-3	\$74
6 爪 (鈍 / 鋭) — 18 mm – 28 mm	RM-VR-SERIES-1-4	\$79
8 爪 (鈍 / 鋭) — 28 mm – 42 mm	RM-VR-SERIES-1-5	\$84

製品詳細

Volkmann Retractorは、一般外科、形成外科、整形外科の手術において、信頼性の高い滑りにくい皮弁挙上および軟部組織の変位を実現するために特別に設計された、国際的に高く評価されている外科用レイク型剥離鉤です。湾曲したレイク型の爪を備えたこの器具は、組織の裂傷や縁の虚血を引き起こすことなく、皮膚および皮下組織の平面に対して均一な手動の対抗牽引を可能にします。

頻繁なオートクレーブ滅菌サイクルに耐えるよう構築されたこのVolkmann Retractorラインは、包括的な寸法マトリックスを通じて非常に高いカスタマイズ性を備えています。最高級の術科用プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）からハンドクラフトされたこの器具は、コンパクトな術野向けのリーチ11.5 cmと、深い外科的アクセス向けのリーチ22.0 cmの2つのフットプリントを提供します。外科医は5つの爪構成から選択できます：2本 (\$64)、3本 (\$69)、4本 (\$74)、6本 (\$79)、8本 (\$84)。先端は、安全で非侵襲的な軟部組織操作用に設計された鈍（Blunt）、または高密度の筋膜を最適かつ滑らずに保持するように設計された鋭（Sharp）から選択可能です。ブレード幅のオプションは8 mmから42 mm（8、10、11、13、18、19、28、42 mmを含む）に及びます。

反射防止サテンマット仕上げを施したRetractor MakerのVolkmann Retractorは、厳格な臨床基準に従って製造されており、世界中の手術室、外傷センター、再建外科クリニックに、優れた構造剛性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest