



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Helms Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Helms Ekartörü

SKU RM-HLR-11-1

\$109 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Helms Ekartörü	11 cm toplam uzunluk, 2 pürüzsüz künt diş, vida kilidi	\$109
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$109

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Helms Ekartörü, dar cerrahi koridorlarda güvenli ve atravmatik yumuşak doku ayrımı sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış, mikrocerrahiye yönelik kendinden tutmalı (self-retaining) bir alettir. Kısıtlı alanlarda yüksek hassasiyet için tasarlanan bu ekartör, cerrahların komşu mikro aletleri engellemeden hassas kulak, saç derisi ve yüz prosedürleri sırasında net operatif görüntüleme sürdürmelerine olanak tanır.

Yer tasarrufu sağlayan konfigürasyon profiliyle üretilen bu Helms Ekartörü modeli, kapalı operasyon bölgelerinde maksimum cerrahi kontrol için özel olarak tasarlanmış 11 cm (\$109) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Çalışma ucu, hassas cilt kenarlarında ve kıkırdakta fokal basınç nekrozunu önleyen, nazik ancak sıkı bir doku tutuşu için tasarlanmış 2 adet pürüzsüz, atravmatik dişe sahiptir. Düşük profilili vida kilidi mekanizması, uzun mikro diseksiyonlar boyunca güvenli bir şekilde duran mikro artımlı gerilim ayarlamaları sağlar.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı birinci sınıf cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Helms Ekartörü'nü hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmekte; dünya çapındaki KBB, nöroşirürji ve plastik cerrahi servislerine olağanüstü mekanik stabilite, korozyon direnci ve tam klinik dayanıklılık sunmaktadır.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest