



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Cloward Cervical/Lamina Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ранорасширите ль Cloward Cervical/Lamina Retractor

SKU RM-CCLR-1

\$99 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Губки с поперечной насечкой	RM-CCLR-1-1	\$99
С зубчатыми браншами	RM-CCLR-1-2	\$99

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Cloward Cervical/Lamina Retractor является базовым инструментом для спинальной хирургии, разработанным специально для обеспечения надежной фиксации без участия ассистента при экспозиции шейных пластин, фасеточных суставов и параспинальной мускулатуры во время задних вмешательств на позвоночнике. Конструкция, обладающая оптимальным балансом вылета и механического рычага, исключает утомляемость ассистента, сохраняя при этом стабильный операционный коридор.

Созданная для точной навигации в области позвоночника, данная конфигурация Cloward Cervical/Lamina Retractor имеет общую длину 16 см (\$99), что обеспечивает достаточную глубину при сохранении высокого мануального контроля в шейном отделе. Хирурги могут выбрать инструмент либо с браншами с перекрестной насечкой (Cross-Serrated Jaws), предназначенными для надежного распределенного захвата мягкотканых структур, либо с зубчатыми браншами (Toothed Jaws), оптимизированными для максимальной механической тяги и предотвращения скольжения на плотных мышечных или фасциальных слоях. Встроенный кремальерный замок с кольцевыми рукоятками поддерживает постоянное натяжение при сильном мышечном сопротивлении.

Изготовленный из высококачественной медицинской хирургической нержавеющей стали с антибликовым сатиновым матовым покрытием, Retractor Maker производит Cloward Cervical/Lamina Retractor с расчетом на многократные циклы больничной стерилизации, обеспечивая нейрохирургические операционные по всему миру исключительной долговечностью и клинической

стабильностью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest