



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Антеролатеральный ретрактор края вертлужной
впадины

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Антеролатеральный ретрактор края вертлужной впадины

SKU RM-AARR-1

\$49 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Антеролатеральный ретрактор края вертлужной впадины	длина 10" (25.4 cm), лопатка 18 mm ширина × 3.25" глубина	\$49
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$49

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Антеролатеральный ретрактор края вертлужной впадины — это специализированный ортопедический хирургический инструмент, предназначенный для создания четкой и стабильной экспозиции края вертлужной впадины во время первичной и ревизионной тотальной артропластики тазобедренного сустава. Благодаря надежной фиксации на антеролатеральном костном крае, этот инструмент смещает ткани передней капсулы и отводящую мускулатуру, обеспечивая свободный визуальный доступ к полости таза.

Разработанный для создания мощного анатомического рычага, данный ретрактор Retractor Maker имеет общую длину 10 дюймов (25.4 cm), ширину лопатки 18 mm и увеличенную глубину профиля 3.25 дюйма (8.3 cm). Изогнутая дистальная часть лопатки имеет контур, позволяющий прочно зацепиться за край впадины, не сдавливая окружающие бедренные нервно-сосудистые структуры. Эргономичная рукоятка позволяет ассистентам хирурга осуществлять длительную контртракцию с минимальной усталостью рук во время рими́рования впадины и имплантации чашки.

Изготовленный из медицинской хирургической нержавеющей стали с антибликовым матовым покрытием, ретрактор производства Retractor Maker рассчитан на высокие операционные нагрузки, обеспечивая ортопедическим отделениям по всему миру превосходную коррозионную стойкость и полную долговечность при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest