



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Morse Rib Spreader

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Morse Rib Spreader

SKU RM-MRS-SERIES-1

\$239 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
オプション A — 22 × 27 mm / 200 mm Spread	RM-MRS-SERIES-1-A	\$239
Option B — 30 × 28 mm / 210 mm 開脚	RM-MRS-SERIES-1-B	\$259
Option C — 42 × 28 mm / 210 mm 開脚	RM-MRS-SERIES-1-C	\$279
Option D — 55 × 28 mm / 210 mm 開脚	RM-MRS-SERIES-1-D	\$299

製品詳細

Morse Rib Spreaderは、開胸術において多用途かつ非外傷的な肋間開離と術野確保を目的として設計された高度な胸部外科用開胸器です。超軽量のパラレルスライドガイドレールとマルチポジション可動式ブレードの採用により、肋骨の湾曲に合わせてブレードの向きを動的に調整可能で、拡張力を均等に分散させることで局所的な骨ストレスや肋骨骨折のリスクを排除します。

総重量を最小限に抑えつつ臨床における柔軟性を最大化するため、Retractor MakerのMorse Rib Spreaderは4つの可動式ブレード構成を展開しています：オプションA（\$239）は22mm×27mmブレードで最大拡張200mm、オプションB（\$259）は30mm×28mmブレードで最大拡張210mm、オプションC（\$279）は42mm×28mmブレードで最大拡張210mm、オプションD（\$299）は55mm×28mmブレードで最大拡張210mmです。本システムは4つの可動式アングルブレード（片アームにつき2つ）を搭載しており、一体型の回転スクリューロックによりフレームを強固に固定し、術者の疲労を軽減します。

高品質なプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）ブレードと高強度アルマイト加工アルミニウムアームで構成されており、病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐えうる耐久性と耐食性を備え、世界中の心臓胸部外科、外傷センター、肺外科クリニックに比類のない信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest