



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador y Guía de Bisturí Neivert

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador y Guía de Bisturí Neivert

SKU RM-NKGR-1

\$39 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Pequeño — 6 3/4 in	RM-NKGR-1-1	\$39
Estándar — 7 3/4 in	RM-NKGR-1-2	\$44

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador y Guía de Bisturí Neivert es un instrumento indispensable en rinoplastia y cirugía plástica facial, diseñado específicamente para proporcionar una retracción precisa de tejidos blandos y una guía controlada para el bisturí de osteotomía durante intervenciones endonasales. Diseñado con una configuración de doble extremo, este instrumento permite a los cirujanos elevar delicados colgajos de cartílago alar con un extremo y guiar fluidamente los pases de bisturí intercartilaginosos utilizando el canal opuesto sin necesidad de cambiar de herramienta.

Construido para una adaptabilidad procedimental completa, este Separador y Guía de Bisturí Neivert posee una disposición de punta fija de doble extremo disponible en dos longitudes totales seleccionables: 6 ¾ inches (17.15 cm, \$39) y 7 ¾ inches (19.69 cm, \$44). La Punta de Trabajo 1 presenta un separador de piel romo de 15 mm equipado con un borde redondeado para prevenir desgarros cutáneos accidentales. La Punta de Trabajo 2 cuenta con un canal guía de bisturí cerrado de 4 mm diseñado para estabilizar las hojas de bisturí durante la división precisa del cartílago. El mango central plano ofrece un equilibrio ergonómico y una respuesta táctil óptima.

Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker fabrica el Separador y Guía de Bisturí Neivert para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a las salas de cirugía plástica, reconstructiva y otorrinolaringología en todo el mundo una resistencia excepcional a la corrosión, rigidez estructural y longevidad clínica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest