



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Coronoid Hargis avec Chaîne

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Coronoid Hargis avec Chaîne

SKU RM-HCRWC-1

\$49 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Hargis Coronoid Retractor	Longueur totale 19 cm, lame coronoïde crantée — 1
1	Integrated Retraction Chain	Chaîne à maillons en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) robuste de 20 cm — 1
1	Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel — 1

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Coronoid Hargis avec chaîne est un écarteur chirurgical maxillo-facial spécialisé, conçu spécifiquement pour offrir une exposition fiable et mains libres du processus coronoïde mandibulaire et de la branche montante lors des interventions orthognathiques. Conçu avec un bec cranté anatomique qui s'accroche fermement sur le bord antérieur du coronoïde, cet instrument déplace le tendon du muscle temporal en toute sécurité hors de la zone des coupes sagittales et des scies à os alternatives.

Construit pour supporter des forces opératoires rigoureuses, cette configuration de l'écarteur Coronoid Hargis avec chaîne présente une longueur totale d'outil de 19 cm (\$49) associée à une chaîne de rétraction robuste de 20 cm. L'ensemble de la chaîne permet aux équipes chirurgicales de fixer des poids chirurgicaux standard ou de draper l'écarteur pour établir une contre-traction gravitationnelle continue, éliminant la fatigue manuelle de l'assistant et gardant le champ visuel dégagé. Les contours de la lame courbée s'enroulent proprement autour du bord antérieur de la branche sans lacérer la muqueuse buccale profonde.

Forgé à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate satinée sans reflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur Coronoid Hargis avec chaîne pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux chirurgiens oraux, maxillo-faciaux et cranio-faciaux

du monde entier une résistance exceptionnelle à la corrosion, une stabilité mécanique et une durabilité complète à l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest