



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

5 Parmaklı Yelpaze Retraktörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



5 Parmaklı Yelpaze Retraktörü

SKU RM-FR5F-299-1

\$299 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
5 mm — Eklemlili	RM-FR5F-5A-1	\$299
5 mm — Eklemsiz	RM-FR5F-5N-1	\$299
10 mm — Eklemlili	RM-FR5F-10A-1	\$299
10 mm — Eklemsiz	RM-FR5F-10N-1	\$299

ÜRÜN AÇIKLAMASI

5 Parmaklı Yelpaze Retraktörü, minimal invaziv genel, bariatrik ve jinekolojik prosedürler sırasında geniş, atravmatik organ deplasmanı ve geniş yüzeyli viseral kaldırma sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış birinci sınıf bir laparoskopik cerrahi retractor'dur. Trokar yerleştirme için ince bir profile katlanabilen beş adet iç içe geçen mekanik bıçakla tasarlanan bu enstrüman, periton boşluğunun içinde geniş bir yelpaze şeklinde kafes haline gelerek büyük anatomik yapıları cerrahi diseksiyon düzlemlerinden sorunsuz bir şekilde uzak tutar.

Klinik çerçeve spesifikasyonlarına göre üretilen bu 5 Parmaklı Yelpaze Retraktörü modeli (\$299), 5 mm veya 10 mm shaft çapı seçenekleriyle mevcuttur ve çalışma uzunlukları 330 mm'den 375 mm'ye kadar (toplam enstrüman uzunluğu 438 mm'den 487 mm'ye kadar) değişmektedir. Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen cerrahlar, karmaşık pelvik ve abdominal engellerin etrafından geçmek için eklemlili veya eklemsiz shaft fonksiyonel tipleri arasında seçim yapabilirler. Kanüllü şasi, kapsamlı lümen temizliği ve biyolojik kalıntıların giderilmesini sağlayan özel bir luer-lock yıkama portu içerir. Pürüzsüz, yuvarlak parmak kenarları, hassas viseral parankimi korumak için karşı çekimi eşit şekilde dağıtır.

Yansıma önleyici saten mat bir yüzeyle dövülmüş olan Retractor Maker, 5 Parmaklı Yelpaze Retraktörü'nü tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir, dünya çapındaki laparoskopik

ameliyathanelere, bariatrik sütlerle ve sindirim sistemi hastalıkları merkezlerine olağanüstü mekanik stabilite, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sağlamaktadır.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest