



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Perkins самодержащий

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль Perkins самодержащий

SKU RM-PSRR-99-1

\$99 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Стандартная модель со сплошными зубцами — 13 см, левый или правый	RM-PSRR-99-1-1	\$99
2 зубца и остроконечная лопатка — 11 см	RM-PSRR-99-1-2	\$99
2 зубца и остроконечная лопатка — 13 см	RM-PSRR-99-1-3	\$99
3 Зубца и остроконечное лезвие — 11 см	RM-PSRR-99-1-4	\$99
3 Зубца и остроконечное лезвие — 13 см	RM-PSRR-99-1-5	\$99
Изогнутое окончатое лезвие — 13 см, левое или правое	RM-PSRR-99-1-6	\$99
Сплошная шиповидная бранша — 12.7 см, левая или правая	RM-PSRR-99-1-7	\$99

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Самодержащий ранорасширитель Perkins — это всемирно признанный хирургический инструмент, специально разработанный для обеспечения стабильного и свободного операционного поля при сосудистых, нейрохирургических и ортопедических операциях. Различные варианты зубцов и профилей браншей позволяют оптимизировать визуализацию и точность манипуляций, исключая усталость

ассистента при длительных диссекциях.

Семейство самодержащих ранорасширителей Perkins (\$99), созданное для полной адаптации к процедурам, оснащено эргономичными кольцевыми ручками с надежным механическим храповым замком для фиксации положения. Серия включает пять архитектурных моделей: стандартную со сплошными зубцами (13 см), модель с 2 зубцами и острым лезвием (11 см или 13 см), модель с 3 зубцами и острым лезвием (11 см или 13 см с фиксирующей насечкой), модель с изогнутыми окончатými браншами (13 см с 3 тупыми зубцами) и модель со сплошной шиповидной браншей (12.7 см с размером 11 × 25 mm, шипом 7 mm и максимальным разведением 80 mm).

Изготовленный вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса с антибликовым сатинированным покрытием, Perkins от Retractor Maker выдерживает многократные циклы автоклавирования, обеспечивая высокую коррозионную стойкость, структурную стабильность и клиническую надежность в операционных по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest