



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Volkmann

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Volkman

SKU RM-VR-SERIES-1

\$64 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
2 Dentes (Romo / Agudo) — 8 mm - 11 mm	RM-VR-SERIES-1-1	\$64
3 Dentes (Rombo / Agudo) — 10 mm - 18 mm	RM-VR-SERIES-1-2	\$69
4 Dentes (Rombo / Agudo) — 13 mm - 28 mm	RM-VR-SERIES-1-3	\$74
6 Dentes (Rombo / Pontiado) — 18 mm - 28 mm	RM-VR-SERIES-1-4	\$79
8 Garras (Romba / Aguda) — 28 mm - 42 mm	RM-VR-SERIES-1-5	\$84

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Volkman é um afastador cirúrgico tipo anel de renome internacional, projetado especificamente para fornecer elevação de retalhos cutâneos e deslocamento de tecidos moles de forma confiável e antiderrapante em procedimentos de cirurgia geral, plástica e ortopédica. Projetado com dentes curvos, este instrumento permite que os assistentes apliquem contra-tração manual uniforme em planos cutâneos e subcutâneos sem causar lacerações focais ou isquemia de borda.

Construído para suportar ciclos frequentes de esterilização em autoclave sem degradação, esta linha do Afastador Volkman é excepcionalmente personalizável através de uma matriz abrangente de dimensões. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o instrumento oferece dois comprimentos totais: um alcance de 11.5 cm para campos compactos e um alcance

de 22.0 cm para acesso cirúrgico profundo. Os cirurgiões podem selecionar entre cinco configurações de dentes: 2 (\$64), 3 (\$69), 4 (\$74), 6 (\$79) ou 8 (\$84) dentes, disponíveis com pontas Rombas projetadas para manipulação atraumática segura, ou pontas Agudas projetadas para fornecer uma fixação ideal e antiderrapante em fáscias densas. As opções de largura da lâmina variam de 8 mm a 42 mm (incluindo 8, 10, 11, 13, 18, 19, 28 e 42 mm).

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Volkmann seguindo rigorosos padrões clínicos, fornecendo a centros cirúrgicos, unidades de trauma de mão e clínicas reconstrutivas em todo o mundo rigidez estrutural excepcional, resistência à corrosão e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)