



FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Brazo Martin

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Brazo Martin

SKU RM-MAR-1

\$799 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Acoplador	Se sujeta firmemente al riel lateral de la mesa de quirófano mientras sostiene y bloquea la barra en forma de L en su lugar
1	Barra en forma de L	Se inserta en el acoplador para servir como el marco de soporte estructural principal vertical y horizontal
1	Brazo articulado	Se conecta a la barra en forma de L para proporcionar movimiento multieje y posicionamiento bloqueado para instrumentos separadores sobre el sitio quirúrgico

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Brazo Martin es un dispositivo de sujeción mecánica indispensable montado en mesa, diseñado para eliminar la fatiga del asistente y garantizar la estabilidad del instrumental sin temblores durante intervenciones abiertas y laparoscópicas. Al anclarse directamente a los rieles laterales de accesorios estándar de la mesa de operaciones, esta plataforma rígida sirve como un brazo de sujeción estático confiable para separadores de tejidos pesados, endoscopios y cabezales de cámaras ópticas.

Construido para un posicionamiento multiplano sin interrupciones, el Separador de Brazo Martin incorpora un acoplador universal de riel de mesa, una barra de soporte en forma de L vertical y horizontal de alta resistencia y un brazo de fricción articulado avanzado. Con una flexibilidad de rotación de 360 grados a través de múltiples juntas de bloqueo, el cirujano puede posicionar las valvas de separación o las ópticas de diagnóstico en cualquier ángulo preciso y bloquearlas de forma segura mediante un mango de apriete central ergonómico.

Fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico no magnético con un acabado satinado que reduce los reflejos, Retractor Maker suministra el Separador de Brazo Martin no estéril y totalmente autoclavable dentro de una caja de almacenamiento protectora, ofreciendo una longevidad clínica robusta para instalaciones quirúrgicas en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest