



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Aufricht Daniel 鼻レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Aufricht Daniel 鼻レトラクター

SKU RM-ADNR-1

\$29 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Aufricht Daniel Nasal Retractor	11 cm overall length, 50 × 10 mm blade	\$29
保護スリーブ / 外箱	個別輸送用パッケージ	\$29

製品詳細

Aufricht Daniel 鼻レトラクターは、鼻背部、軟骨部、中隔構造を愛護的かつ鮮明に術野展開するために設計された、鼻形成術専用のコンパクトなレトラクターです。11 cm という短めのプロファイルにより、限られた術野内でも術者や助手が高度な操作性と安定した組織挙動を維持できるように設計されています。

術中の組織への負担を軽減するために最適化されたこの Aufricht Daniel 鼻レトラクターは、鼻背の皮膚軟部組織下にスムーズに挿入できる 50 mm 長 x 10 mm 幅の平滑なブレードを備えています。ブレード部分は鼻梁の形状に適合するよう緩やかな下向きの角度が付けられており、広い面で接触することで局所的な圧迫を排除します。軽量でバランスの取れたハンドル設計により、長時間の鼻形成手術における手の疲労を軽減します。

反射を抑えたサテンマット仕上げプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から製造される Retractor Maker の Aufricht Daniel 鼻レトラクターは、厳格な臨床基準に従って製造されており、優れた耐食性、容易な再処理、および形成外科・耳鼻咽喉科での完全なオートクレーブ対応を保証します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest