



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Fiber Optik Petri Pterygoid İntraoral Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Fiber Optik Petri Pterygoid İntraoral Ekartör

SKU RM-PPIOR-FO-23-1

\$149 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Fiber Optik Petri Pterygoid İntraoral Ekartör	23 cm uzunluk, 25.5 mm genişliğinde bıçak, fiber optik ışık demeti
1	Evrensel Işık Kablosu Adaptörü	Standart ameliyathane ışık kablolarına bağlanır
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Standart taşıma ambalajı

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Fiber Optik Petri Pterygoid İntraoral Ekartör, karmaşık ortognatik girişimler sırasında nörovasküler korumayı doğrudan, gölgesiz optik aydınlatma ile birleştirmek üzere özel olarak tasarlanmış birinci sınıf ışıklı maksillofasiyal cerrahi ekartördür. Yüksek yoğunluklu ışığı maksiller tüberositenin arkasına yönlendirerek posterior pterigomaksiller bileşkeyi aydınlatan bu ekartör, cerrahların osteotomi kesilerini mutlak görsel güvenle yapmalarına olanak tanır.

Üstün yapısal dayanıklılığı kullanım kolaylığıyla sunmak üzere inşa edilen bu Fiber Optik Petri Pterygoid İntraoral Ekartör konfigürasyonu, 23 cm (\$149) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen çalışma ucu, Le Fort osteotom manevraları için özel olarak optimize edilmiş 25.5 mm genişliğinde bir bıçak düzenine sahiptir. Dahili fiber optik ışık demeti, standart ameliyathane ışık kaynağı kablolarıyla (Storz, Olympus, Wolf, ACMI) uyumlu evrensel bir konektör içerir ve derin intraoral tünellerdeki gölgelenmeyi ortadan kaldırır.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde Fiber Optik Petri Pterygoid İntraoral Ekartörü üretmektedir; bu sayede dünya çapındaki maksillofasiyal, ortognatik ve kraniyofasiyal cerrahi merkezlerine olağanüstü optik netlik, sarsılmaz yapısal sertlik ve tam otoklav dayanıklılığı sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest