



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

DeBakey Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



DeBakey Retractor

SKU RM-DBR-15-1

\$72 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
DeBakey Retractor	全長15.3 cm、1×1鋭爪	\$72
保護スリーブ / 箱	個別輸送用パッケージ	\$72

製品詳細

DeBakey Retractorは、血管外科、一般外科、および形成外科において、正確で滑りのない軟部組織の牽引と鮮明な術野展開を提供するために特別に設計された手保持式手術器具です。人間工学に基づいたプロファイルと微細な先端形状により、繊細な解剖学的構造を遮ることなく、切開創の縁や線維性の筋膜層を牽引することができます。

最適な操作精度とコントロール性を実現するために構築されたこのDeBakey Retractorモデルは、全長15.3 cm (\$72) を有しています。先端部は1×1の鋭い爪構成を採用しており、確実な組織係合を保証し、術野での予期せぬ滑りを防ぎながら極めて効果的な対向牽引を提供します。バランスの取れた細身のハンドルは、快適な手動制御と優れた触覚フィードバックを提供し、複雑なマイクロディセクション中の助手の手の疲労を軽減します。

反射を抑えたサテンマット仕上げのプレミアム医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造されたRetractor MakerのDeBakey Retractorは、病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐えるよう製造されています。世界中の心臓血管外科、形成外科、および一般外科チームに、優れた耐食性、構造的剛性、そして完全なオートクレープ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest