



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор Lone Star Retractor (для колоректальной хирургии и операций на голове и шее)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор Lone Star Retractor (для колоректальной хирургии и операций на голове и шее)

SKU RM-LSR-CRHN-1

\$399 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Малое кольцо — 14.1 cm x 14.1 cm (Colorectal)	RM-LSR-CRHN-1-1	\$384
Стандартное кольцо — 18.6 cm x 8.9 cm (Колопроктология)	RM-LSR-CRHN-1-2	\$399
Большое кольцо — 25.0 cm x 25.0 cm (Колоректальное)	RM-LSR-CRHN-1-3	\$414

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Lone Star Retractor (Colon, Rectal, Head & Neck Surgeries) является незаменимым самодерживающимся хирургическим инструментом, предназначенным для формирования беспрепятственного операционного коридора при глубоких аноректальных вмешательствах и операциях на мягких тканях шеи. За счет фиксации эластичных стайеров в прецизионных пазах внешнего кольца, система обеспечивает сбалансированную контр-тракцию, освобождая ассистентов от необходимости удерживать ткани вручную.

Данная конфигурация Lone Star Retractor (Colon, Rectal, Head & Neck Surgeries) оптимизирована для круговой и промежностной анатомии и имеет шарнирную низкопрофильную раму, которая легко адаптируется к контурам промежности и шеи. Пазы по периметру позволяют выполнять микрошаговую регулировку натяжения стайеров, обеспечивая атравматичное смещение краев раны и предотвращая случайное соскальзывание во время критических этапов микродиссекции.

Изготовленный компанией Retractor Maker из высококачественного анодированного алюминия и хирургической нержавеющей стали с антибликовым матовым покрытием, ретрактор поставляется нестерильным и полностью пригоден для автоклавирувания. Инструмент поставляется в

индивидуальной защитной упаковке, что гарантирует исключительную долговечность и простоту обработки в условиях стационара.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest