



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Носовой ретрактор Terry Nasal Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Носовой ретрактор Terry Nasal Retractor

SKU RM-TNR-6IN-1

\$44 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Terry Nasal Retractor	общая длина 6" (152 mm), лопатка 5 × 46 mm, эргономичная рукоятка	\$44
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$44

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Носовой ретрактор Terry Nasal Retractor — это специализированный ручной ретрактор для ринопластики и челюстно-лицевой хирургии, разработанный специально для безопасного атравматичного поднятия кожного покрова носа и латеральных хрящей. Благодаря удлиненной тонкой лопатке этот инструмент позволяет хирургу аккуратно перемещаться в узких подкожных туннелях вдоль спинки носа, защищая нежные ткани кожи от локальных гематом или разрывов слизистой оболочки во время ремоделирования костей и хрящей.

Данная конфигурация Terry Nasal Retractor общей длиной 6 дюймов (152 mm, \$44) рассчитана на высокочастотные циклы автоклавирования и обеспечивается пожизненной гарантией от ржавчины и производственных дефектов. Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса; размеры рабочей лопатки составляют 5 mm в ширину и 46 mm в длину. Гладкие скругленные атравматичные края лопатки обеспечивают бережную поддержку лоскутов тканей. Конструкция представляет собой цельное шасси с односторонней лопаткой и гладкой эргономичной рукояткой, которая снижает утомляемость рук ассистента.

Поставляется как нестерильное многоразовое устройство с антибликовым сатиновым покрытием. Retractor Maker производит Terry Nasal Retractor в соответствии со строгими клиническими стандартами, гарантируя высокую коррозионную стойкость, жесткость конструкции и долговечность при

стерилизации для центров эстетической, ЛОР и челюстно-лицевой хирургии по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest