



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Hargis 下顎骨体部レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Hargis 下顎骨体部レトラクター

SKU RM-HMBR-17-1

\$44 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Hargis 下顎骨体部レトラクター	全長 17 cm、13 mm フックチップー 1	\$44
保護スリーブ / 外箱	個別輸送用パッケージー 1	\$44

製品詳細

Hargis 下顎骨体部レトラクターは、下顎骨体および下縁に沿って軟部組織を安全かつ愛護的に排除するために開発された、顎顔面外科手術に不可欠な開創器です。解剖学的なフック形状のデザインにより、術者は骨膜を挙上し、顔面筋をスムーズに牽引できるため、骨切断時の顔面動脈、前顔面静脈、および下顎縁枝の損傷を防ぎます。

精密な操作性を追求したこの Retractor Maker 製 Hargis 下顎骨体部レトラクターは、全長 17 cm (\$44) で構成されています。先端部には汎用性の高いスキンフックプロファイルを採用した 13 mm チップを備え、下顎底の皮質骨に確実に固定されることで、繊細な骨膜組織を傷つけることなく組織の滑りを防止します。バランスの取れたエルゴノミックハンドルは、助手に安定した手動牽引を提供し、長時間の再建手術における手の疲労を軽減します。

反射防止サテンマット仕上げを施した医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から製造されており、Retractor Maker は厳格な臨床基準に従ってこの器具を製作しています。高い耐食性、強固な構造的剛性、そして優れたオートクレーブ耐久性を備え、世界中の口腔外科、顎顔面外科、形成外科の現場で信頼されています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest