



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Jansen Mastoid Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Jansen Mastoid Ekartörü

SKU RM-JMR-1

\$69 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
3"	RM-JMR-1-1	\$69
3 ¼"	RM-JMR-1-2	\$74
3 ⅝"	RM-JMR-1-3	\$79
4"	RM-JMR-1-4	\$84
4 ¼"	RM-JMR-1-5	\$89
4 ½"	RM-JMR-1-6	\$94

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Jansen Mastoid Ekartörü, dar otolojik, kafa derisi ve mikrocerrahi alanlarında stabil, eller serbest yumuşak doku ve periosteal retraksiyon sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış, uluslararası alanda kabul görmüş kendinden sabitlemeli bir cerrahi ekartördür. Dışa doğru kavisli çok uçlu bıçaklarla tasarlanan bu alet, postauriküler yara kenarlarını kalibre edilmiş mekanik gerilim altında açık tutarak hassas mastoid frezeleme sırasında asistanın el yorgunluğunu ortadan kaldırır.

Tam prosedürel adaptasyon için tasarlanan bu Jansen Mastoid Ekartörü serisi, altı farklı toplam uzunlukta yüksek oranda özelleştirilebilir: 3" (\$69), 3 ¼" (\$74), 3 ⅝" (\$79), 4" (\$84), 4 ¼" (\$89) ve 4 ½" (\$94). Cerrahlar, sıkı fasyal tutuş için Keskin uçlu veya lokal doku travmasını önlemek için Künt uçlu, tümü 8 mm fonksiyonel uç derinliğinde standartlaştırılmış 3×3 veya 4×4 uç dizileri arasından seçim yapabilirler. Alet, ince dişli bir tırtıllı vida kilitleme mekanizması tarafından yönlendirilen 15 mm bıçak uzunluğu × 70 mm açılma veya 20 mm bıçak uzunluğu × 64 mm açılma dahil olmak üzere yayılım konfigürasyonları sunar.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten imal edilen Retractor Maker, Jansen Mastoid Ekartörü'nü yüksek korozyon direnci, pürüzsüz mekanik kilitleme ve dünya çapındaki KBB ve beyin cerrahisi üniteleri için tam otoklav dayanıklılığı sunarak katı klinik toleranslara göre üretir.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest