



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Hibbs

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Hibbs

SKU RM-HBR-24-1

\$39 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
51 mm comprimento × 19 mm largura — 24 cm	RM-HBR-24-1-1	\$39
76 mm long × 25 mm wide — 24 cm	RM-HBR-24-1-2	\$41
82 mm de comprimento × 25 mm de largura — 24 cm	RM-HBR-24-1-3	\$43
101 mm comprimento × 25 mm largura — 24 cm	RM-HBR-24-1-4	\$45

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Hibbs é um afastador cirúrgico ortopédico e espinhal fundamental, projetado especificamente para fornecer deslocamento confiável de tecidos moles profundos e exposição muscular paraspinal durante reconstruções de coluna e articulações. Projetado com uma lâmina alongada em ângulo reto terminando em uma borda de retenção dentada especializada, este instrumento ancora-se firmemente contra corticais ósseas densas, evitando o deslizamento do tecido durante o fresamento ósseo vigoroso e a decorticação.

Construído para suportar contra-tração cirúrgica pesada, esta série de Afastador Hibbs mantém um comprimento uniforme de instrumento de 24 cm. O afastador apresenta uma gama de comprimentos e larguras de lâmina de trabalho selecionáveis, disponíveis individualmente ou como um pacote multiferramenta: 51 mm de comprimento × 19 mm de largura (\$39), 76 mm de comprimento × 25 mm de largura (\$41), 82 mm de comprimento × 25 mm de largura (\$43) e um perfil extra profundo de 101 mm de comprimento × 25 mm de largura (\$45). Seu cabo com abertura em formato de gota proporciona aos assistentes cirúrgicos uma alavancagem manual superior, reduzindo a fadiga das mãos durante procedimentos prolongados.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Hibbs para suportar cargas mecânicas pesadas e ciclos repetidos de autoclave hospitalar, proporcionando aos centros de trauma espinhal e ortopédico em todo o mundo durabilidade inabalável, resistência à corrosão e total confiabilidade clínica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest