



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Weitlaner

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur Weitlaner

SKU RM-WR-SERIES-1

\$94 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
4" à 4 ½" (10-11.5 cm) — 2×2 ou 2×3 griffes	RM-WR-SERIES-1-1	\$94
5" à 5 ½" (13-14 cm) — 3×4 griffes	RM-WR-SERIES-1-2	\$99
6 ½" (16.5 cm) — 3×4 griffes	RM-WR-SERIES-1-3	\$104
8" (20 cm) — 3×4 griffes	RM-WR-SERIES-1-4	\$109
9 ½" to 10" (24-25.5 cm) — 5×6 griffes	RM-WR-SERIES-1-5	\$114

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Weitlaner est un écarteur chirurgical autostatique de renommée internationale, conçu spécifiquement pour assurer une séparation fiable et mains libres des tissus mous et des marges d'incision lors de procédures générales, orthopédiques, plastiques et neurologiques. Doté de mors à griffes multiples recourbées vers l'extérieur et contrôlées par un verrouillage mécanique à crémaillère, cet instrument maintient les berges de l'incision sous tension continue, éliminant la fatigue manuelle de l'assistant tout en préservant un champ opératoire dégagé.

Construite selon des spécifications cliniques rigoureuses, cette gamme d'écarteurs Weitlaner propose une matrice de tailles étendue sur cinq portées longitudinales principales : 4" à 4 ½" (10-11.5 cm, \$94) avec 2×2 ou 2×3 griffes pour les petites incisions, 5" à 5 ½" (13-14 cm, \$99) avec 3×4 griffes pour les plaies moyennes, 6 ½" (16.5 cm, \$104) avec 3×4 griffes pour la chirurgie générale et rachidienne, 8" (20 cm, \$109) avec 3×4 griffes pour la rétraction des tissus profonds, et 9 ½" à 10" (24-25.5 cm, \$114) avec 5×6 griffes pour une profondeur maximale et une exposition musculaire importante. Fabriqué à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de

qualité supérieure (non magnétique), ses griffes sont disponibles en profils pointus ou mousses pour s'adapter à la sensibilité des tissus.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur Weitlaner pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux blocs opératoires, aux unités de traumatologie et aux centres de chirurgie ambulatoire du monde entier une durabilité mécanique exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une fiabilité clinique totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest