



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Челюстной желобоватый ретрактор Dumbach

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Челюстной желобоватый ретрактор Dumbach

SKU RM-DMCR-1

\$49 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Изогнутый влево — 23 cm	RM-DMCR-1-1	\$49
Изогнутый вправо — 23 cm	RM-DMCR-1-2	\$49

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Челюстной желобоватый ретрактор Dumbach — это специализированный челюстно-лицевой хирургический инструмент, предназначенный для безопасной и атравматичной экспозиции нижнего и заднего краев ветви нижней челюсти при ортогнатических и травматологических операциях. Изогнутая желобоватая рабочая часть надежно фиксируется на кортикальном слое кости, защищая лицевые сосуды и краевую ветвь нижнечелюстного нерва от воздействия вращающихся боров и осциллирующих пил.

Данная конфигурация ретрактора Dumbach разработана для глубокого внутриротового доступа и имеет увеличенную общую длину 23 cm (\$49). Удлиненный профиль позволяет комфортно работать в глубоких отделах нижней челюсти, удерживая руки ассистента на безопасном удалении от операционного поля. Хирурги могут выбрать ориентацию инструмента (левосторонний или правосторонний изгиб) при заказе в соответствии с локализацией доступа. Эргономичная рукоятка обеспечивает стабильный рычаг и предотвращает усталость рук.

Изготовленный из медицинской нержавеющей стали с безбликовым сатиновым покрытием, ретрактор Dumbach производства Retractor Maker выдерживает многократные циклы больничной стерилизации. Продукция отличается высокой коррозионной стойкостью и полной совместимостью с автоклавированием, обеспечивая челюстно-лицевых и пластических хирургов во всем мире долговечным и надежным инструментом.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest