



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Schuknecht Fisch Sperrer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Schuknecht Fisch Sperrer

SKU RM-SFR-13-1

\$114 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
2 Zähne (2:2 Anordnung) — 13 cm Länge, halb-scharfe 2:2 Zinken, abnehmbar	RM-SFR-13-1-1	\$114
3 Zähne (3:3 Anordnung) — 13 cm Länge, halbscharfe 3:3 Zinken, abnehmbar	RM-SFR-13-1-2	\$124

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Schuknecht Fisch Sperrer ist ein international anerkannter chirurgischer Wundspreizer für die Otologie und laterale Schädelbasis, der speziell für die stabile, freihändige Retraktion von Weichteilen und Periost in engen Operationsfeldern entwickelt wurde. Konstruiert mit einem artikulierten, selbsthaltenden Chassis, hält dieses Instrument postaurikuläre Inzisionen unter kalibrierter mechanischer Spannung offen. Dies eliminiert die Ermüdung der Hände des Assistenten und bewahrt gleichzeitig einen freien Sichtkorridor unter dem Operationsmikroskop.

Konzipiert für vollständige prozedurale Zuverlässigkeit und einfache Aufbereitung, verfügt diese Schuknecht Fisch Retraktor-Konfiguration über eine Gesamtlänge von 13 cm. Das aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte Instrument verfügt über eine halbspitze Valven-Konfiguration, die in zwei wählbaren Varianten erhältlich ist: ein 2-Zahn-Layout (2:2 Valven-Array) (\$114) für kompakte Inzisionen oder ein 3-Zahn-Layout (3:3 Valven-Array) (\$124) für breitere Wundränder. Das aufbereitungsfreundliche Design besteht aus vollständig abnehmbaren Teilen, wodurch das mechanische Chassis für eine bequeme, gründliche Reinigung und absolute Sterilisationssicherheit schnell zerlegt werden kann.

Retractor Maker fertigt den Schuknecht Fisch Sperrer mit einem blendfreien, seidenmatten Finish, um wiederholten Autoklavierzyklen standzuhalten. Er bietet außergewöhnliche mechanische Stabilität,

Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit für HNO-Abteilungen und neurochirurgische Operationssäle weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest