



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Ferreira Fiber Optik Yüz Germe Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ferreira Fiber Optik Yüz Germe Ekartörü

SKU RM-FFOFLR-1

\$99 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Ferreira Fiber Optik Yüz Germe Ekartörü	4 ¼" (108 mm) uzunluk, 22 mm uç, fiber optik demet
1	Üniversal Işık Kablosu Bağlantı Parçası	Standart ameliyathane ışık kablolarına bağlanır
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Standart taşıma ambalajı

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Ferreira Fiber Optik Yüz Germe Ekartörü, ritidektomi sırasında doğrudan, gölgesiz optik aydınlatma ile üstün fasiyal flep elevasyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış birinci sınıf ışıklı bir estetik cerrahi aletidir. Cilt flebi altındaki derin cerrahi tünellere soğuk ışık yönlendiren bu alet, ince anatomik düzlemleri aydınlatarak cerrahların fasiyal sinir dallarını ve yüzeysel damarları korurken güvenle diseksiyon yapmasına olanak tanır.

Hedeplenen fasiyal flep defleksiyonu ve boşluk temizliği için tasarlanan bu Ferreira Fiber Optik Yüz Germe Ekartörü modeli, 22 mm genişliğindeki ucu ile 4 ¼ inç (108 mm) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Hafif kavisli uç yüzeyi, traksiyonu kutanöz dokulara eşit şekilde dağıtarak odaklanmış kompresyon hasarını önler. Entegre fiber optik demet; standart hastane ışık kablolarıyla (Storz, Olympus, Wolf, ACMI) uyumlu üniversal bir bağlantı parçası içererek ameliyathane ışık kaynaklarına zahmetsiz bağlantı sağlar.

Tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten ve parlama önleyici saten mat kaplamalı yüksek geçirgenlikli optik cam fiberlerden üretilen Retractor Maker, Ferreira Fiber Optik Yüz Germe Ekartörü'nü dünya çapındaki kozmetik ve yüz plastik cerrahi merkezleri için olağanüstü dayanıklılık, optik netlik ve tam otoklav dayanıklılığı sunan sıkı klinik toleranslarla üretmektedir.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest