



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Kocher

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Kocher

SKU RM-KCR-1

\$49 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Diseño de 20.3 cm con hoja de 20 mm x 12 mm	Función clínica principal: Bordes de heridas superficiales y elevación del lóbulo tiroideo · Precio (USD): \$49.00
1	Diseño de 21 cm con hojas de 8×25, 12×40, 12×45 mm	Función clínica principal: Retracción intermedia de tejidos blandos y apendicectomía · Precio (USD): \$54.00
1	Diseño de 21 cm con hojas de 12×60, 12×65 mm	Función clínica principal: Retracción fascial profunda y sujeción de músculos de extremidades · Precio (USD): \$54.00
1	Diseño de 23 cm con hojas de 18×40, 20×38, 20×60 mm	Función clínica principal: Laparotomía estándar en adultos y exposición de articulaciones ortopédicas · Precio (USD): \$64.00
1	Diseño de 23 cm con hojas de 25×60, 30×75, 40×75 mm	Función clínica principal: Desplazamiento muscular amplio en cirugía pélvica y de cadera · Precio (USD): \$64.00
1	Funda / Caja protectora	Función clínica principal: Embalaje de tránsito estándar · Precio (USD): Incluido

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Kocher es un separador quirúrgico manual indispensable, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento confiable de tejidos blandos profundos y sujeción muscular durante procedimientos generales, de tiroides y ortopédicos. Diseñado con una hoja alargada en ángulo recto que

termina en un labio de retención suave, este instrumento permite a los ayudantes quirúrgicos mantener una contratracción constante y antideslizante en capas de tejido grueso sin aplastar las estructuras subyacentes.

Construida para una adaptabilidad procesal completa, esta serie de Separador Kocher mantiene un diseño de anillo fijo mientras presenta menús de tamaños altamente adaptables que combinan la longitud del instrumento y las dimensiones de la superficie de la hoja. El instrumento está disponible en cuatro longitudes totales: 20.3 cm (\$49), 21 cm (\$54), 22.8 cm (\$59) y 23 cm (\$64). Los cirujanos pueden seleccionar entre 12 configuraciones combinadas distintas, incluyendo 20.3 cm con hoja de 20 × 12 mm, diseños de 21 cm con hojas desde 8 × 25 mm hasta 12 × 65 mm, y diseños de 23 cm con hojas anchas que abarcan desde 18 × 40 mm hasta 40 × 75 mm.

Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker produce el Separador Kocher para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, rigidez estructural inquebrantable y durabilidad total en autoclave para quirófanos de todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest