



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

APC ヒップレトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



APC ヒップレトラクター

SKU RM-APCHR-1

\$49 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	シングルプロング	10" (25.4 cm) — 寛骨臼縁へのピンポイントな骨固定用
1	ダブルプロング	10" (25.4 cm) — 軟部組織および関節包の安定した2点支持排除用
1	保護スリーブ / ボックス	標準輸送用パッケージ

製品詳細

APC ヒップレトラクターは、人工股関節置換術中の深部骨盤および寛骨臼構造のクリアで安定した術野確保のために特別に設計された高耐久整形外科用鉤です。限られた関節腔内での操作を考慮した設計により、術者は骨縁から滑ることなく、厚い筋肉層や関節包層に対して継続的な対抗牽引を維持することが可能です。

精密なテコ作用を考慮して設計された本モデルは、全長 10 インチ (25.4 cm) で、股関節包の解剖学的構造に最適化された角度付きのコンターブレードを採用しています。先端形状は、特定の骨固定ポイントに適した鋭利なシングルプロングと、より広範な軟部組織の排除に適したダブルプロングから選択いただけます。また、延長された六角形ハンドルにより、優れた回転制御性を実現し、長時間の関節再建術における把持疲労を軽減します。

Retractor Maker は、医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、反射を抑えたサテンマット仕上げを施して本製品を製造しています。大きな機械的トルクや繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐える耐久性を備え、関節再建チームに信頼のパフォーマンスを提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest