



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Plester Wundsperrer, selbsthaltend

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Plester Wundsperrer, selbsthaltend

SKU RM-PSRR-109-1

\$109 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Abnehmbares Standard-Modell — 4", 5" (ca. 11 cm), halbscharfe feine Zinken, Links oder Rechts massives Blatt	RM-PSRR-109-1-1	\$109
Extra feines 2:2 Zinken-Modell — 11 cm oder 13 cm, asymmetrische 2x2 extra feine Zinken-Anordnung	RM-PSRR-109-1-2	\$109
Asymmetrisch 3-zinkig Links-Modell — 13 cm, 3 halbscharfe Zinken links mit glattem Blatt rechts	RM-PSRR-109-1-3	\$109

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Plester Self Retaining Retractor ist ein international anerkannter otologischer und mikrochirurgischer Wundsperrer, der speziell für die stabile, freihändige Retraktion von Weichteilgewebe und Periost in engen Operationsfeldern entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem versetzten, flachen Fingerring-Chassis, hält dieses Instrument postaurikuläre und temporale Inzisionen unter mechanischer Spannung offen, wodurch die Ermüdung der Assistentenhand vermieden und ein freier Sichtkorridor unter dem Operationsmikroskop gewahrt wird.

Die Plester Self Retaining Retractor Serie (\$109) wurde für vielfältige otologische und neurochirurgische Eingriffe entwickelt und verfügt über ein integriertes mechanisches Ratschen-System, das eine stabile Positionierung gewährleistet und die manuelle Belastung reduziert. Die aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte Produktfamilie umfasst drei Primärkonfigurationen: das abnehmbare Standardmodell (4" oder 5" / ca. 11 cm) mit halbscharfen, feinen Zinken und linken oder rechten massiven Valven, das extra feine 2:2-Zinken-Modell (11 cm oder 13 cm) mit

einer asymmetrischen 2x2-Zinkenordnung für tiefe Korridore sowie das asymmetrische 3-Zinken Links-Modell (13 cm), das 3 halbscharfe Zinken links mit einer glatten Valve rechts für eine ausgewogene, kontrollierte Wundexposition kombiniert.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Finish, fertigt Retractor Maker den Plester Self Retaining Retractor so, dass er wiederholten Autoklavenzyklen im Krankenhaus standhält. Damit bietet er HNO-Abteilungen, neurochirurgischen OP-Sälen und ambulanten OP-Zentren weltweit außergewöhnliche mechanische Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und vollständige klinische Langlebigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)