



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur orthopédique à poignée en T et lame coudée

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur orthopédique à poignée en T et lame coudée

SKU RM-THRAB-1

\$99 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
8.0" (20.32 cm) — 110×32 mm ou 120×32 mm à griffes	RM-THRAB-1-1	\$99
11.0" (27.94 cm) — 110×32 mm ou 120×32 mm à griffes	RM-THRAB-1-2	\$109
14.0" (35.56 cm) — 110×32 mm ou 120×32 mm dentelé	RM-THRAB-1-3	\$139

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Retractor Maker à poignée en T et lame coudée est un instrument de chirurgie orthopédique à haute résistance, spécifiquement conçu pour assurer un déplacement puissant et antidérapant des tissus mous et des muscles lors des reconstructions de la hanche, des fusions vertébrales et des chirurgies pelviennes profondes. Doté d'une poignée transversale ergonomique en T, cet instrument permet aux assistants chirurgicaux d'appliquer une contre-traction manuelle importante avec une prise à deux mains ou à plat de paume, évitant ainsi la fatigue manuelle et le glissement lors des expositions articulaires prolongées.

Conçue pour offrir une excellente durabilité structurelle et couverte par une garantie à vie contre la rouille, cette série d'écarteurs à poignée en T est disponible en trois longueurs totales : 8 pouces (20.32 cm, 99 \$), 11 pouces (27.94 cm, 109 \$) et une version allongée de 14 pouces (35.56 cm, 139 \$) pour les abords pelviens profonds et bariatriques. Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), les chirurgiens peuvent choisir entre deux dimensions de lame dentée : 110 mm × 32 mm ou 120 mm × 32 mm. Le bord denté de la lame mord en toute sécurité dans les fascias fibreux denses et s'ancre sur les marges osseuses corticales, empêchant tout déplacement accidentel de l'instrument.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique cet écarteur pour résister à des charges mécaniques élevées et à des cycles d'autoclave répétés, offrant aux centres de traumatologie orthopédique et aux blocs de chirurgie rachidienne une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une fiabilité clinique totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest