



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

McCulloch-Type 神経根レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



McCulloch-Type 神経根レトラクター

SKU RM-MNRR-1

\$64 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
12.8 cm	RM-MNRR-1-1	\$64
14.5 cm	RM-MNRR-1-2	\$74

製品詳細

McCulloch-Type 神経根レトラクターは、腰椎椎間板摘出術において、横行神経根および硬膜嚢を安全かつ非侵襲的に牽引・保護するために特別に設計された脊椎マイクロサージェリー専用器具です。細長いシャフト設計により、顕微鏡下での視認性を妨げたりマイクロ器具の操作を制限したりすることなく、深い椎間板の隙間での円滑な処置をサポートします。

複雑な脊椎手術環境で必要とされる到達範囲を確保するため、本モデルは一貫した 6.0 mm 幅の鈍角ブレードを採用しています。先端は神経根を滑らかに保持するよう輪郭形成された 90度鈍角のワーキングエンドとなっており、局所的な牽引性神経麻痺や偶発的な硬膜損傷を防止します。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、標準的な術野用の 12.8 cm (\$64) と、より深い部位への到達が必要な症例向けの 14.5 cm (\$74) の2種類のシャフト長をご用意しています。人間工学に基づいたハンドルは、微細な手応えを執刀医に伝えます。

反射防止のサテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製 McCulloch-Type 神経根レトラクターは、繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐え得る高い耐食性と構造的剛性を備えており、世界中の脳神経外科および整形外科脊椎センターにおいて高い臨床的耐久性を発揮します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest