



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Cloward-Style Zervikal-Sperrer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Cloward-Style Zervikal-Sperrer

SKU RM-CSCR-17-1

\$75 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Cloward-Style Zervikal-Sperrer Rahmen	17 cm Gesamtlänge, klappbare Arme, Ratschenarretierung	\$75
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$75

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Cloward-Style Zervikal-Sperrer ist ein grundlegender selbsthaltender chirurgischer Rahmen, der speziell für eine konstante, freihändige Weichteilverdrängung bei anterioren HWS-Eingriffen entwickelt wurde. Die klappbare Architektur ermöglicht eine dynamische Anpassung an die patientenspezifischen Nackenkonturen, wodurch die Retraktionskräfte gleichmäßig verteilt und das empfindliche tracheoösophageale Gewebe geschont werden.

Um die Ermüdung der manuellen Assistenz zu eliminieren, bietet dieses 17 cm Cloward-Style Chassis ein klappbares Rahmendesign (\$75), das für die Aufnahme austauschbarer Zervikal-Valven ausgelegt ist. Der Fingerring-Griff integriert eine mehrstufige mechanische Ratschensperre, die die Gewebespannung automatisch und sicher hält. Dies verhindert ein versehentliches Abrutschen und minimiert die Belastung von Hand und Handgelenk während langwieriger Dissektomie- und Fusionsmanöver.

Gefertigt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien Satin-Matte-Finish, liefert Retractor Maker den Cloward-Style Zervikal-Sperrer unsteril und voll autoklavierbar in einer Schutzverpackung. Dies garantiert Wirbelsäulenchirurgen und neurochirurgischen Teams Zuverlässigkeit, eine leichtgängige Ratschenfunktion und langfristige klinische Leistung.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest