



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Finochietto-Infant Rib Spreader

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Finochietto-Infant Rib Spreader

SKU RM-FIRS-SERIES-1

\$319 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	繊細な水平トラックフレーム	乳幼児の開胸術に最適化されたコンパクトなスライドバー・レイアウト
2（固定ペア）	固定式アングルブレード	14×15 mm または 15×15 mm の有窓側方モジュール
1	回転スクリューロック	開創を固定し、疲労を軽減する手動安全ロックボルト
2	人間工学に基づいたテーパー鉗子アーム	完全に滑らかな外縁を持つ軽量構造のハンドル
1	保護用収納ケース/ボックス	標準輸送用パッケージ

製品詳細

Finochietto-Infant Rib Spreaderは、先天性心臓血管外科手術において、制御されたマイクロキャリブレーションによる肋骨開創を行うために特別に設計された、新生児および乳幼児向けの必須の胸部外科用開創器です。繊細な水平スライドトラックを備えたこの器具により、小児外科医は乳幼児の小さな肋骨を極めて穏やかに分離することができ、縦隔への視界を確保しながら肋軟骨接合部の損傷を防ぎます。

乳幼児の繊細な解剖学的構造に対応するため、このFinochietto-Infant Rib Spreaderシリーズは、2種類の専門的なブレード構成で最大 75 mm の開口能力を提供します。ブレードオプションA（\$319）は 14 mm × 15 mm の固定式有窓ブレード、オプションB（\$349）は 15 mm × 15 mm の固定式有窓ブレードを採用しています。最高級の術場グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で鍛造されており、コンパクトな側方モジュールが滑ることなく乳幼児の肋骨を確実に保持します。手動回転スクリューロック安全ボルトにより、開創状態を確実に固定して術者の疲労を軽減し、人間工学に基づいたテーパー状の鉗子アームは、隣接する軟部組織を保護するために外縁が滑らかに仕上げられています。

反射防止サテンマット仕上げを施したRetractor MakerのFinochietto-Infant Rib Spreaderは、病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐えるよう製造されており、世界中の新生児手術室、先天性心疾患センター、小児トラウマセンターに優れた機械的安定

性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest