



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

食道関節式リトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



食道関節式リトラクター

SKU RM-EAR-299-1

\$299 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
5 mm シャフト	RM-EAR-5-1	\$299
10 mm シャフト	RM-EAR-10-1	\$299

製品詳細

食道関節式リトラクターは、肥満手術や逆流防止手術において、安全で非外傷性の食道可動化、裂孔露出、胃後部通過を提供するために特別に設計された、不可欠な腹腔鏡下手術用リトラクター兼剥離器です。90度以上曲げることができる関節式遠位先端を備えて設計されており、この器具は食道胃接合部をスムーズに包み込み、隣接する迷走神経幹を圧迫したり、脆弱な食道筋層を裂傷させたりすることなく、きれいな食道後窓を形成することを可能にします。

臨床的枠組みの仕様に基づいて構築されたこの食道関節式リトラクターモデル（299ドル）は、5mmまたは10mmの多用途なシャフト直径オプションを提供し、作動長は330mmから375mm（全長438mmから487mm）に及びます。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されており、作動端のデザイン機能には、肥満手術用バンド、外科用テープ、または牽引ペンローズドレーンを食道後部に通すために特別に設計された専用の先端窓が装備されています。先端関節可動域は90度以上の角度まで曲がり、ハンドルにある人間工学に基づいたコントロールホイールによって rigidly 固定されます。

防眩性サテンマット仕上げで鍛造されたRetractor Makerは、食道関節式リトラクターを繰り返しの病院でのオートクレーブサイクルに耐えるように製造しており、世界中の肥満外科センター、前胃手術室、低侵襲臨床センターに比類のない機械的安定性、耐腐食性、完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest