



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Sistema de Afastador Geral Lobster

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sistema de Afastador Geral Lobster

SKU RM-LGRS-1

\$2,699 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Lobster Frame	—
1	Lobster Table Clamp with Vertical Post & Frame	—
6	Lobster Retractor Clamp	—
2	Lobster Mayo Swivel Retractor	$\frac{3}{4}'' \times 2''$
1	Lobster Fence Swivel Retractor	$4'' \times 6''$
1	Lobster Splanchnic Swivel Retractor	$2'' \times 6''$
1	Lobster Deaver Swivel Retractor	$2\frac{3}{4}'' \times 4\frac{1}{2}''$
1	Lobster Malleable Swivel Retractor (Perforated)	$2'' \times 6\frac{1}{2}''$
1	Lobster Malleable Swivel Retractor (Perforated)	$3'' \times 6\frac{1}{2}''$
1	Lobster Harrington Sweetheart Retractor	$2'' \times 5''$
1	Lobster Kelly Swivel Retractor, Modified	$3'' \times 2\frac{1}{2}''$
1	Lobster Kelly Swivel Retractor, Modified	$3'' \times 4''$

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Sterilization Box	—

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Sistema de Afastador Geral Lobster é uma plataforma de afastador cirúrgico adaptável montada em mesa, projetada para eliminar a fadiga do assistente e estabelecer uma exposição contínua e autossustentável em procedimentos abdominais abertos. Ao fixar-se com segurança ao trilho lateral da mesa de operação, esta estrutura autoestática cria um perímetro estrutural rígido que mantém o afastamento estável do tecido sem deslizar durante operações prolongadas.

Configurado especificamente para intervenções abdominais gerais e viscerais, o Sistema de Afastador Geral Lobster inclui um grampo de poste de mesa reforçado, uma estrutura Lobster rígida e seis grampos deslizantes de travamento rápido. O sistema apresenta um sortimento de 10 lâminas giratórias para cirurgia geral — incluindo lâminas giratórias Kelly modificadas (3" x 2½" e 3" x 4"), lâminas viscerais esplâncnicas profundas, afastadores Fence largos, Deaver, Harrington Sweetheart, Mayo e tiras maleáveis perfuradas que se flexionam aos contornos do paciente.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) de grau médico não magnético com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fornece o Sistema de Afastador Geral Lobster não estéril e totalmente autoclavável em uma caixa de esterilização reforçada personalizada, proporcionando aos hospitais e centros cirúrgicos durabilidade confiável e desempenho consistente no centro cirúrgico.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)