



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Реверсивный ретрактор Hohmann

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Реверсивный ретрактор Hohmann

SKU RM-RHR-85-1

\$69 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Реверсивный ретрактор Hohmann	Длина 8 ½" (21.59 cm), асимметричное лезвие с тупыми зубцами, фенестрированная рукоятка	\$69
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$69

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Реверсивный ретрактор Hohmann — это специализированный ортопедический хирургический инструмент, разработанный специально для обеспечения надежного рычажного воздействия на кость и смещения мягких тканей в узких суставных пространствах, где стандартные рычажные ретракторы ограничивают обзор. Благодаря инвертированному изгибу лезвия, этот ретрактор позволяет хирургу аккуратно отводить бедренную или большеберцовую кости, отодвигая массивные мышечные пласты от капсулы сустава без риска повреждения мягких тканей.

Инструмент выдерживает частую стерилизацию и автоклавирование, обладая превосходной коррозионной стойкостью. Данная конфигурация реверсивного ретрактора Hohmann имеет общую длину 8 ½ inches (21.59 cm, \$69). Изготовленный вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, он имеет асимметричное правостороннее лезвие с гладкими тупыми зубцами, которые надежно удерживают края кости, не прокалывая надкостницу. Рукоятка имеет фенестрированную конструкцию, интегрированную в одностороннее шасси, что снижает вес инструмента при сохранении максимального контроля.

Реверсивный ретрактор Hohmann от Retractor Maker с антибликовым сатиновым матовым покрытием выдерживает огромный крутящий момент в ортопедии и многократные циклы автоклавирования,

обеспечивая отделениям реконструкции суставов и травматологии по всему миру исключительную механическую стабильность и долговечность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest