



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Little

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Little

SKU RM-LTR-195-1

\$54 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
10 mm × 12 mm	RM-LTR-195-1-1	\$54
16 mm × 12 mm	RM-LTR-195-1-2	\$59

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Little est un instrument chirurgical manuel polyvalent, spécifiquement conçu pour assurer un déplacement sûr et non traumatique des tissus mous ainsi qu'une rétraction des berges de plaies lors de procédures de chirurgie générale mineure, plastique et reconstructrice. Doté d'un profil de lame anatomique incurvé, cet écarteur permet aux assistants chirurgicaux de maintenir une contre-traction constante sur les berges cutanées et les couches fasciales délicates sans provoquer de nécrose de pression localisée ni de lacérations des bords.

Conçu pour une agilité procédurale raffinée, cet écarteur Little conserve un cadre d'une longueur totale uniforme de 19.5 cm, offrant un dégagement confortable tout en maintenant les mains de l'assistant hors du champ opératoire principal. Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'instrument est personnalisable via deux choix d'extrémités actives distinctes : une configuration de lame de 10 mm × 12 mm (\$54) pour les espaces opératoires étroits et une configuration élargie de 16 mm × 12 mm (\$59) pour le maintien des tissus sous-cutanés plus larges. Son manche plat équilibré assure un contrôle manuel de la prise stable et sans fatigue.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur Little pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux centres chirurgicaux ambulatoires, aux blocs de chirurgie plastique et aux salles d'opération générales du monde entier une résistance à la corrosion, une rigidité structurelle et une durabilité clinique totale exceptionnelles.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest