



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор-направитель для ножа Neivert

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ретрактор-направитель для ножа Neivert

SKU RM-NKGR-1

\$39 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Малый — 6 3/4 in	RM-NKGR-1-1	\$39
Стандартный — 7 3/4 in	RM-NKGR-1-2	\$44

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор-направитель для ножа Neivert является незаменимым инструментом для ринопластики и челюстно-лицевой хирургии, разработанным специально для обеспечения точной ретракции мягких тканей и контролируемого направления остеотомического ножа во время эндоназальных вмешательств. Благодаря двусторонней конструкции инструмент позволяет хирургам приподнимать нежные лоскуты крыльчатого хряща одним концом и плавно направлять межхрящевые разрезы ножом через канал на противоположном конце без смены инструментов.

Созданный для полной адаптации к процедурам, этот ретрактор-направитель для ножа Neivert имеет фиксированную двустороннюю конфигурацию наконечников и доступен в двух вариантах общей длины: 6 3/4 inches (17.15 cm, \$39) и 7 3/4 inches (19.69 cm, \$44). Рабочая часть 1 представляет собой тупой кожный ретрактор 15 mm с закругленной кромкой для предотвращения случайных разрывов кожи. Рабочая часть 2 оснащена закрытым направляющим каналом для ножа 4 mm, предназначенным для стабилизации лезвия скальпеля при точном разделении хряща. Центральная плоская рукоятка обеспечивает оптимальный эргономический баланс и тактильную обратную связь.

Изготовленный вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса с антибликовым матовым покрытием, Retractor Maker производит ретрактор-направитель для ножа Neivert, способный выдерживать повторяющиеся циклы автоклавирования, обеспечивая отделения пластической, реконструктивной хирургии и оториноларингологии по всему миру исключительной коррозионной стойкостью, жесткостью конструкции и клинической долговечностью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest