



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteurs C Retractors

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteurs C Retractors

SKU RM-CR-1

\$69 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
12 ½" (31.8 cm)	RM-CR-1-1	\$69
14" (35.6 cm)	RM-CR-1-2	\$74

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les écarteurs C Retractors sont des instruments chirurgicaux orthopédiques de précision, spécifiquement conçus pour offrir un levier osseux puissant et un écartement optimal des tissus mous profonds lors des reconstructions complexes de la hanche et du bassin. Dotés d'une tige incurvée distinctive et d'une lame angulée, ces instruments permettent aux assistants chirurgicaux d'écarter les masses musculaires importantes des bords osseux tout en libérant le champ opératoire de toute obstruction visuelle.

Conçue pour les accès articulaires exigeants, la série C Retractors est proposée en deux longueurs totales : 12 ½ pouces (69 \$) et une version allongée de 14 pouces (74 \$) pour les approches bariatriques ou pelviennes profondes. L'extrémité travaillante présente une lame de 22 mm de large se terminant par un embout mousse arrondi de 4 mm soigneusement poli. Cette géométrie spécialisée permet au chirurgien d'appuyer l'écarteur fermement contre le cortex osseux, offrant une stabilité de contre-traction exceptionnelle sans risque de perforation des structures vasculaires adjacentes ou de lacération du périoste.

Forgés dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker fabrique les C Retractors pour résister à des charges mécaniques extrêmes et à des cycles d'autoclavage répétés, offrant aux chirurgiens spécialisés en traumatologie orthopédique et en remplacement articulaire une durabilité infaillible et un contrôle tactile précis.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest