



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de sac lacrymal Knapp

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de sac lacrymal Knapp

SKU RM-KLSR-1

\$39 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	1 Griffe (crochet simple)	Largeurs disponibles : 5.0 mm · Tiges et pointes disponibles : Rigides ou Flexibles (Aiguës / Mousses) · Prix (USD) : \$39.00 – \$49.00
1	2 Griffes	Largeurs disponibles : 5.0 mm ou 6.0 mm · Tiges et pointes disponibles : Rigides ou Flexibles (Aiguës / Mousses) · Prix (USD) : \$39.00 – \$49.00
1	3 Griffes	Largeurs disponibles : 6.0 mm ou 8.0 mm · Tiges et pointes disponibles : Rigides ou Flexibles (Aiguës / Mousses) · Prix (USD) : \$39.00 – \$49.00
1	4 Griffes	Largeurs disponibles : 6.0 mm ou 8.0 mm · Tiges et pointes disponibles : Rigides ou Flexibles (Aiguës / Mousses) · Prix (USD) : \$39.00 – \$49.00
1	Manchon / Boîte de protection	Largeurs disponibles : Emballage de transport standard · Tiges et pointes disponibles : — · Prix (USD) : Inclus

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de sac lacrymal Knapp est un écarteur chirurgical ophtalmique et oculoplastique spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement sûr et atraumatique des tissus mous lors de la dacryocystorhinostomie (DCR) et des procédures de l'appareil lacrymal. Doté d'une tête de type râteau à griffes multiples ultra-fines, cet instrument permet aux chirurgiens de rétracter proprement les tissus délicats du canthus médial, offrant une exposition claire de la fosse lacrymale tout en protégeant le sac lacrymal de toute

perforation.

Offrant une personnalisation exceptionnelle, cet écarteur de sac lacrymal Knapp est proposé en trois longueurs totales : 14 cm (\$39), 15.3 cm (\$44) et 16 cm (\$49). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), les chirurgiens peuvent choisir entre une tige rigide pour une stabilité maximale lors de manœuvres délicates, ou une tige flexible conçue pour une maniabilité peropératoire adaptative autour des angles faciaux complexes. La tête est configurable avec 1, 2, 3 ou 4 griffes, dotées d'embouts pointus ou mous, sur des largeurs de travail de 5.0 mm, 6.0 mm et 8.0 mm.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur de sac lacrymal Knapp selon des tolérances cliniques strictes, offrant une résistance élevée à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité complète en autoclave pour les blocs d'oculoplastie, d'ORL et de microchirurgie du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest