



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

AFASTADOR DE AMPUTAÇÃO PERCY

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



AFASTADOR DE AMPUTAÇÃO PERCY

SKU RM-PAR-1

\$399 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
24.3 cm	RM-PAR-1-1	\$399
35.0 cm	RM-PAR-1-2	\$449
42.0 cm	RM-PAR-1-3	\$499

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O AFASTADOR DE AMPUTAÇÃO PERCY é um afastador cirúrgico clássico para ortopedia e trauma, projetado especificamente para fornecer retração muscular e de tecidos moles ampla e circunferencial durante amputações de membros de grande porte. Projetado com uma pá de proteção circular expansiva que envolve a diáfise óssea, este instrumento permite que os assistentes cirúrgicos puxem os ventres musculares seccionados proximalmente ao corte ósseo de forma limpa, protegendo os tecidos moles das serras de amputação rotativas ou oscilantes.

Construído para oferecer imensa durabilidade e desempenho de longa duração em ambientes de trauma exigentes, esta série do AFASTADOR DE AMPUTAÇÃO PERCY está disponível em três comprimentos totais selecionáveis: 24.3 cm (\$399) para extremidades superiores e procedimentos pediátricos, 35.0 cm (\$449) para amputações transfemorais e transtibiais, e um modelo estendido de 42.0 cm (\$499) para membros bariátricos ou com musculatura pesada. Fabricado à mão em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o instrumento apresenta um layout de cabo destacável assimétrico que fornece alavancagem máxima de tração enquanto permite a desmontagem rápida para fácil limpeza.

Forjado com acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o AFASTADOR DE AMPUTAÇÃO PERCY para suportar tração mecânica pesada e ciclos repetidos de autoclave hospitalar, fornecendo aos centros de trauma, hospitais de campanha militares e salas cirúrgicas ortopédicas em todo o mundo confiabilidade

estrutural inabalável e dependência clínica completa.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest